



Сбалансированное парентеральное питание –  
естественный выбор для Ваших пациентов



# ОлиКлиномель

Сбалансированное парентеральное питание  
с жировой эмульсией на основе оливкового масла



# ОЛИКЛИНОМЕЛЬ – ТРЕХКАМЕРНЫЙ ПРЕПАРАТ («3 В 1») ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ С ЖИРОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ НА ОСНОВЕ ОЛИВКОВОГО МАСЛА

ОЛИКЛИНОМЕЛЬ – ПРОСТОЙ АЛГОРИТМ АКТИВАЦИИ. ПРОСТО СКРУТИТЬ, СМЕШАТЬ И ПРОВОДИТЬ ИНФУЗИЮ<sup>1-2</sup>

**Жировая эмульсия**  
80% оливковое масло  
+ 20% соевое масло

**Раствор аминокислот с электролитами**  
В состав препарата входят 15 аминокислот. Оликлинмель содержит все 8 незаменимых аминокислот<sup>1-2</sup>

**Раствор глюкозы**  
Концентрация раствора глюкозы:  
40% – в неактивированном препарате;  
16% – концентрация глюкозы после смешивания<sup>1</sup>

Порт для подключения системы для инфузии

**Витамины - Микроэлементы - Электролиты**

Убедитесь в том, что вы ничего не забыли добавить



Удалите защитную оболочку. Выбросьте пакетик с веществом, адсорбирующим кислород



Вручную повернуть верхушку пакета (за которую он подвешивается) вокруг своей оси. Перекручивать верхушку до того момента, пока перегородки не откроются на протяжении не менее половины своей длины. Перегородки исчезнут со стороны портов



Тщательно перемешайте, переворачивая пакет не менее трех раз



В случае необходимости проколите порт и введите микронутриенты (микроэлементы, витамины и т.д.)



Подвесьте пакет и присоедините инфузионную систему

- Перед введением убедитесь, что содержимое препарата имеет комнатную температуру
- Активируйте препарат в асептических условиях
- Перед введением убедитесь, что все перегородки разорваны и содержимое камер тщательно перемешано

1. Инструкция по медицинскому применению. Оликлинмель N7-1000 E. РК-ЛС-5N°017915 Дата государственной регистрации (перерегистрации): 15.11.2016, N004947; РК-ЛС-5N°017916 Дата государственной регистрации (перерегистрации): 15.11.2016; N004948. РК-ЛС-5N°017917 Дата государственной регистрации (перерегистрации): 15.11.2016, N004949. 2. Инструкция по медицинскому применению. Оликлинмель N4-550 E. РК-ЛС-5N°017912 Дата государственной регистрации (перерегистрации): 15.11.2016, N004946. РК-ЛС-5N°017913 Дата государственной регистрации (перерегистрации): 15.11.2016, N004943. РК-ЛС-5N°017914 Дата государственной регистрации (перерегистрации): 15.11.2016, N004944.

# ОЛИКЛИНОМЕЛЬ: основные свойства<sup>1-2</sup>

- Оптимальные условия и срок хранения:
  - может храниться при комнатной температуре (до 25 °С);
  - срок хранения до смешивания в неповрежденной оригинальной упаковке 24 месяца
- Производство соответствует стандартам GMP
- Легко активировать и проводить инфузию
- Выпускается в пакетах разных объемов, что позволяет удовлетворить различные нутритивные потребности пациентов
- Микронутриенты могут быть добавлены после смешивания
- Простота хранения и учета

Информация предназначена для медицинских и фармацевтических работников и для распространения на специализированных медицинских и научных мероприятиях. Полная информация содержится в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства Оликлиномель. Авторские права принадлежат компании Бакстер Интернешнл Инк. с 2016. Все права защищены.

ЗАО Компания «Бакстер»  
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1  
тел.: +7 (495) 647-68-07, факс: +7 (495) 647-68-08