

ID: 2013-01-4011-R-1832

Тезис

Юсупов Г.А.

Алгоритм диагностики и лечения при бесплодии с применением комплекса «ЮПРАНА-Про»

ОАО «Холдинг «ЭДАС», Россия, г. Москва

Актуальность разработки и поиска новых методов диагностики и лечения бесплодия не оставляет сомнений у современных врачей. К настоящему времени сформировались различные модификации метода электропунктурной диагностики с медикаментозным тестированием. Наиболее перспективными являются методы, использующие компьютерные комплексы.

Целью настоящего исследования является изучение возможности авторской модификации метода с использованием комплекса «ЮПРАНА-Про», позволяющей выявить этиологические факторы, которые могут служить причинами бесплодия, а также оценка эффективности индивидуально подобранного лечения, основанного на принципах подобия.

Для проведения электропунктурной диагностики с медикаментозным тестированием нами использовался комплекс аппаратно-программный «ЮПРАНА-Про» (рег. удостоверение ФСР 2008/03380). Комплекс имеет существенные отличия от аналогов, повышающие точность диагностики и эффективность индивидуально подобранного лечения. Компактность комплекса и возможность электропитания от порта USB ПК (ноутбука, нетбука, смартфона) позволяет проводить исследование и приготовить индивидуально подобранное средство в стационарных, в амбулаторно-поликлинических и домашних условиях за 15-20 минут. Исследование динамики электропроводности и интерпретация результатов измерений проводились в авторской модификации. Методика, технические характеристики комплекса «ЮПРАНА-Про» и компьютерная программа совершенствовались в течение 16 лет.

В начале проводились замеры исходных показателей электропроводности на 5-7 БАТ, расположенных на фалангах кистей рук, для дальнейшего исследования отбирались БАТ, результаты измерений в которых оказывались повторяемыми. Тестированием выявлялись болезнетворные факторы (микробы, вирусы, паразиты). На втором этапе индивидуально подбирались волновые характеристики для приготовления энергоинформационного лечебного средства – «записи рецепта» на индифферентное вещество, обладающее электретным свойством (фиксировать волновые характеристики при фазовом переходе) или на магнитный аппликатор (заявка на патент № 2005134989/14). Один курс лечения длится 4 недели. Средство принимается внутрь по схеме или магнитный аппликатор с индивидуально подобранными волновыми характеристиками прикрепляется лейкопластырем к коже на проекции сосудисто-нервного пучка плеча. В среднем достаточно 2 – 3 курсов. Для каждого курса лечения волновые характеристики подбираются повторным тестированием.

Диагностика и лечение с 2008 года по 2011 г. проведены 24 женщинам с бесплодием в возрасте от 21 до 42 лет. Первичное бесплодие отмечалось у 6 женщин, вторичное – у 15 женщин, у 3 женщин отмечалось невынашивание (внутриутробная гибель плода). Исходные показатели у всех 24 женщин были ниже нормы примерно на 15 – 20 у.е. (норма в данной модификации 60 у. е.).

Положительный тест, который указывает на наличие в организме исследуемых тех или иных этиологических факторов (возбудителей или их токсинов), отмечался при тестировании волновых характеристик возбудителей из различных групп: Цитомегаловируса, вируса Эпштейна-Барра, вируса генитального Герпеса, Паротита, Хламидии, Трихомонады, Уреаплазмы, Микоплазмы, Листерии, Токсоплазмы, Стафилококка, Гонококка. В организме каждой из женщин этиологические факторы выявлялись в различных комбинациях. Радионуклиды были выявлены у 9 женщин. После проведенных курсов лечения, способствующих выведению этиологических факторов, выявленных тестированием, беременность в течение 6 месяцев наступила у 4 женщин, в течение 12 месяцев – у 7 женщин и у 10 женщин беременность наступила в течение последующих лет. У 1 женщины с первичным бесплодием наступила внематочная беременность, потребовавшая оперативного вмешательства. У 2 женщин лечение оказалось безрезультативным. Важно отметить, что беременность у всех женщин протекала без выраженных токсикозов, дети родились здоровыми или без существенных отклонений от нормы.

Таким образом, очевиден вывод: аппаратно-программный комплекс «ЮПРАНА-Про» может служить незаменимым и современным инструментом для врачей, так как он позволяет выявить этиологические факторы, а индивидуально подобранное лечение способствует их выведению из организма.